



### **Escaneo y diseño**

#### **1. Como las restauraciones de cerámica:**

- (1) Un espesor de pared de zirconia corona dental no puede ser inferior a 0,6 mm;
- (2) El espesor de óxido de circonio de circonio corona dentadura completa no puede ser inferior a 1,0 mm;
- (3) Para conectar el puente cuerpo de unión se hace lo más alto posible para hacer de ancho. Donde el área de dientes frontales, la sección transversal del cuerpo de conexión necesita al menos 9 mm<sup>2</sup>; área de sección transversal posterior del conector requerido para conseguir al menos 12 mm<sup>2</sup>. Enlazador es un puente que conecta el rendimiento alto y bajo flexión de la llave, y por lo tanto otorga gran importancia al diseño;
- (4) Y está conectado a los bits que faltan a 1,0 mm de espesor o más;

Nota: Si la planta es principalmente las dimensiones anteriores pueden conducir a la restauración en la boca aumenta el riesgo de agrietamiento del paciente, ya que esta situación informen claramente a los fabricantes y material irrelevante.

#### **2. Se recomienda el caso no la utilizar material de óxido de circonio restauración dental:**

- (1) Contrafuerte entre la zona anterior dos topes más de 3;
- (2) Contrafuerte entre la zona posterior dos topes más de dos;
- (3) Diseñada para evitar que el extremo libre del puente (se recomienda utilizar los dientes de porcelana de metal para reparar).

#### **3. El espesor de las juntas de agente pegajoso Diseño**

Seleccionar teóricamente 0.02-0.06mm, dependiendo de la prótesis puede ser.



**Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co.,Ltd**

Add: No.1, Yanghe Rd, Qinhuangdao Eco & Tech Devel Zone, Hebei Pro, China. Zip:066000

---

**4. El proceso de diseño, ya sea dentro o zirconio corona completa, recuerde no a la búsqueda de la belleza y el borde del cuello del diente indebida pulido.**

**5. Cuando el diseño de moldes de dientes, si ese no es el dentista prepara la "T" y cerca de la cónica, para comunicarse rápidamente con el médico, esto dientes dientes camino preparado diseñada no es fácil de llevar y fácil caerse.**

---

**Qinhuangdao Silide Ceramic Technology Co.,Ltd**

Add: No.1, Yanghe Rd, Qinhuangdao Eco & Tech Devel Zone, Hebei Pro, China. Zip:066000

Tel:+86-335-7675801

Fax:+86-335-7675824

Email:silidezirconia@foxmail.com

Web:<http://www.silidechina.com>

---

Tel:+86-335-7675801

Email:silidezirconia@foxmail.com

Fax:+86-335-7675824

Web:<http://www.silidechina.com>